


# 塩分濃度

測定可能液体: 食塩水、漬物液、海産物洗浄液、その他塩分を含む液体

## ■ 塩分濃度測定用手持屈折計 S-212

標準価格 ¥13,000 ¥14,300(税込)

JANコード 4582394450914



測定可能液体種類: 食塩水・漬物液・海産物洗浄液、その他塩分を含む液体

測定範囲	食塩濃度: 0.0~28.0%
最小目盛	食塩濃度0.2%
温度補正	自動補正(温度範囲10~30°C)
寸法・質量	外径40(最大)×170mm・約170g

屈折率・Brix	食品分野
nD 1.30	食品の一部には、メーカーにより濃度の著しく異なるものがありますのでご注意ください。
Brix 1.333 0%	緑茶 かつお節出汁 解凍液
1.34 5%	みそ汁 トマト ビール
10%	そば用かけ汁 梅 イチゴ プレーンヨーグルト ライム レモン コーンスープ コーヒー液
1.35 15%	オレンジ みかん 豆乳 コーラ リンゴ リンゴジュース 牛乳 茄子漬物 しば漬 日本酒 プリンメロン 卵白 ビーフカレー
1.36 20%	オレンジゼリー デミグラスソース 牛丼のたれ そば用つけ汁 乳酸菌飲料 ネクター
1.37 25%	缶詰調味料 ヨーグルト プリン アイスキャンデーシロップ 惣菜 缶詰シロップ
1.38 30%	でんぷん糊 鉄砲漬
1.39 40%	チリソース トマトケチャップ 醤油 ソース らっきょう漬 焼肉たれ
1.40 50%	ぜんざい 福神漬 カスタードクリーム みりん 奈良漬 卵黄 餡 きんとん 味噌 濃縮ジュース ヤシ油
60%	バター(50%) コンデンスミルク
70%	ジャム マーメレード オリーブ油 液糖 菜種油 ゴマ油 サラダ油
80%	ハチ蜜 水飴
1.50 90%	チオウジ油